




















|                                       |   |  |  |   |
|---------------------------------------|---|--|--|---|
| <b>FORMA</b>                          | <b>REDONDO</b>  | <b>OVAL</b>  | <b>IRREGULAR</b>   |   |
|                                       |    |   |   |   |
| <b>ORIENTACIÓN</b>                    | <b>PARALELA</b>   |  | <b>NO PARALELA</b>   |   |
|                                       |    |  |   |   |
| <b>MÁRGENES</b>                       | <b>CIRCUNSCRIPTO</b>  | <b>NO CIRCUNSCRIPTO</b>  |  |   |
|                                       |    |   |     |    |
| <b>SIGNOS ACÚSTICOS POSTERIORES</b>   | <b>REFUERZO</b>   | <b>SOMBRA</b>  |  | <b>COMBINADO</b>  |
|                                       |    |   |     |     |
| <b>PATRÓN INTERNO</b>                 | <b>ANECOGÉNICO</b>  | <b>HIPOECOGENICO</b>   | <b>HIPERECOGENICO</b>  | <b>COMPLEJO/ SOLIDO</b>   |
|                                       |   |  |  |   |
| <b>INTERFASE CON TEJIDO ADYACENTE</b> | <b>CON HALO</b>   |  | <b>ISOECOGENICO</b>  | <b>HETEROGENEO</b>  |
|                                       |  |  | Igual ecogenicidad que tejido adiposo  |  |

**CUADRO 2:** Parámetros a evaluar durante el examen ecográfico